

Ficha Técnica de Produto

Código de Produto **505359**

Mascaras Facial Descartavel 5un - BigHome

Unidade

Tipo	N/A
Peso Escorrido (kg)	0,00
Peso Liquido (kg)	0,02
Peso Bruto (kg)	0,02
Dimensões (cm)	2,00 x 19,00 x 10,00
Volume (cm3)	380,00



5609147020596

Caixa

Grupagem Venda	50,00
Dimensões (m)	0,10 x 0,19 x 0,09
Volume (m3)	0,00
Peso Bruto (kg)	1,20

Palete

Caixa p/ Camada	4
Nº Camadas	14
Caixas p/ Palete	56
Peso Bruto (kg)	67,20
Tipo de Palete	1,20 x 0,80

Características do Produto

Material	Polipropileno (TNT).
Observações	NIVEL 2 - Máscara facial descartável destinada à utilização por profissionais que não sendo de saúde estão expostos ao contacto com um elevado número de indivíduos.
Validade	24 Meses
Condições Armazenamento	Local seco e resguardada de potenciais contaminações.
Condições de Utilização	<p>Esta máscara deverá ser utilizada como complemento das medidas de protecção e higienização recomendadas e das regras de distanciamento social, fundamentais para o controlo da COVID-19.</p> <p>Para mais informação, consultar https://covid19.min-saude.pt. A máscara descartável deverá ser manuseada de forma correcta. Seguem instruções recomendadas para o uso correcto da máscara, de acordo com a Orientação da DGS nº 019/2020, de 03/04/2020:</p> <p>a) Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar a máscara;</p> <p>b) Colocação da máscara cirúrgica com o lado branco (face interna) virado para a cara, e o lado com outra cor (face externa) virado para fora;</p> <p>c) Ajuste da extremidade rígida da máscara ao nariz, cobrindo a boca, o nariz e o queixo com a máscara, certificando que não existem espaços entre o rosto e a máscara;</p> <p>d) Não se deve tocar na máscara enquanto esta estiver em utilização; caso tal aconteça, deve ser feita imediatamente higienização das mãos;</p> <p>e) A máscara deve ser substituída por uma nova assim que se encontre húmida;</p> <p>f) Não devem ser reutilizadas máscaras de uso único;</p> <p>g) A remoção da máscara deve ser feita a partir da parte de trás (não tocando na frente da máscara), segurando nos aros ou elásticos;</p> <p>h) A máscara deve ser descartada para um contentor de resíduos;</p> <p>i) Deve ser feita nova higienização das mãos, no final da utilização da máscara.</p>

ADVERTÊNCIAS / PRECAUÇÕES: Em caso de defeito ou dano não use a máscara, substitua por outra.

Processo de fabrico

O polipropileno (TNT) composto por 3 camadas é alimentado a uma máquina em bobine que corta o material dimensões do produto. As bordas do produto são seladas através de ultrasons. São posteriormente adicionados os elásticos e o clipe nasal que também são selados através de ultrasons.

Medidas

Largura (a) - 175mm
Altura (b) - 95mm

